


57-PULO DO GATO



* Mantenha a posição de Lab e acione somente a chave de Sib lateral e seu Lab vira um Sib , legal né !

* Use o recurso de Sib mantendo o 1 dedo da mão direita apertado enquanto toca o do ou use o Sib lateral deichando a chave lateral presa como se estivesse tocando la-do



* Mantenha a mão direita toda presa e movimento somente a mão esquerda como se estivesse tocando do# -sol , anali-se sempre seus movimentos reptitivos.

* Mantenha a posição do Mib e levante somente o dedo médio da mão direita e vai soar um Fa , então seu movimento será mínimo o que aumentará a velocidade.



* Tente descobrir uma maneira para facilitar , pois existe e já falei sobre ela , se não entre em contato com o suporte.



Use recurso de manter a posição do Mib para fazer o Fa.*

* Dê uma olhada no segundo compasso desta página e descubra como facilitar .



* Aqui vai dar um nó nos dedos * Aqui também !

Mantenha o Mib e somente movendo o 1 dedo da mão esquerda vai soar um Do , nem precisa soltar o polegar*



* Mantenha a posição de Lab e mova somente o 1 dedo da mão esquerda ,ficou fácil viu !

* Use o Sib recurso (1 dedo da mão esquerda e 1 da mão direita) e movendo somente o 1 dedo da mão esquerda fica tudo certo.



* Se não sabe como facilitar é só perguntar ao suporte!

